



Alivio de la presión



Repose[®] Cojín



Debido a que la prevención de úlceras por decúbito no se debe interrumpir nunca, el **cojín Repose[®]** es indispensable a la hora de sentarse para pacientes que ya cuentan en la cama con el dispositivo de reparto de presión.

Las dos celdas de aire de los extremos son más anchas y protegen los trocánteres. Además, contribuyen a la estabilidad y al confort al sentarse. La capa de poliuretano suave para la piel y elástica de la funda neutraliza las fuerzas de fricción horizontales que pueden surgir en la piel y en el tejido subyacente, cuando el paciente

sentado se desliza. La combinación de una capa de poliuretano elástica al 600% con aire, proporcionan una redistribución de presión perfecta, hundiendo y envolviendo los glúteos al completo. De este modo se produce la menor presión posible y se obtiene el máximo confort al sentarse. Opcionalmente, se puede utilizar la funda Inside elástica de poliuretano revestido de poliéster transpirable, con cierre de cremallera, como protección adicional del cojín de asiento Repose[®]. Ofrece una garantía adicional en casos de incontinencia o pacientes confusos.



Repose[®] Cojín

Cojín 45 x 45 cm / 40 x 40 cm

Material	Membranas de aire Poliuretano termoplástico: TPU Platilon U01 (elástico hasta el 600%)
Funda	Poliuretano termoplástico: TPU Platilon U072
Inflador	ABS
Grosor del material:	50 µm
Presión máxima interna	12 mm Hg
Peso máximo	139 kg
Peso	0,14 kg/0,13 kg
Peso del inflador	0,47 kg
Medidas (L x An x Al)	45 x 45 x 7 cm / 40 x 40 x 7 cm
Medidas del inflador (ø x al)	11 x 37 cm
Accesorios	Kit de enfriamiento de cojín (funda de poliuretano plástico)
Funda interior Inside para cojín en poliuretano con cierre de cremallera.	