



Repose[®] Gama pediátrica



En las directrices de KCE, se indica que se deben utilizar los dispositivos sanitarios de reparto de presión más adecuados. En ocasiones, se deben utilizar dispositivos sanitarios de reparto de presión también en las unidades de neonatología, UCI neonatal o en pediatría.

Repose[®] Babynest está diseñado para incubadoras. Mide 58 por 33 cm. El borde elevado en el extremo de los pies proporciona una sensación de seguridad y protección al bebé prematuro.

Repose[®] **Babytherm** es un sobrecolchón pequeño. Mide 76 por 53 cm y cabe en la mayoría de incubadoras y cunas.

Repose[®] Babynest y Babytherm proporcionan una elevación de aire de 5 cm sobre la superficie base y se utilizan para bebés de menos de 3 kg.

El **sobrecolchón pediátrico Repose[®]** mide 129 por 67 cm. Como la mayoría de los dispositivos sanitarios Repose[®] este sobrecolchón está diseñado para soportar un peso corporal de hasta 139 kg.

Repose[®] Babynest



Babynest / Babytherm / Sobrecolchón pediatria

Material	Membranas de aire	Poliuretano termoplástico: TPU Platilon U01 (elástico hasta el 600 %)
	Revestimiento del lado de contacto/funda	Poliuretano termoplástico: TPU Platilon U072
	Inflador	ABS
Grosor del material:		50 µm
Presión máxima interna		12 mm Hg
Peso máximo		3 kg / 139 kg / 139 kg
Peso		0,20 kg / 0,40 kg / 0,60 kg
Medidas (L x An x Al)		58 x 33 x 10 cm / 76 x 53 x 5 cm / 129 x 67 x 5 cm
Peso del inflador		0,47 kg
Medidas del inflador (ø x al)		11 x 37 cm