



# Alivio de la presión



## Repose® Sobrecolchón

1 persona  
2 personas  
Colchón para radiología



El **sobrecolchón Repose®** se fija al colchón y cuenta con 16 cámaras de aire de poliuretano interconectadas. Este dispositivo sanitario reactivo ofrece una redistribución de presión óptima para todos los pacientes de riesgo. Sabemos por experiencia que, además, a los pacientes les resulta muy cómodo estar acostados sobre Repose®. Sobre todo los pacientes ligeros y sensibles al dolor... El **sobrecolchón Repose® doble** ofrece la posibilidad a dos personas de utilizar Repose® de manera adecuada para una cama doble. El excepcional confort de Repose® ofrece a la

pareja también un buen descanso, mientras que las cualidades de redistribución de presión se mantienen para el paciente que lo necesita. El **sobrecolchón Repose® para radiología** es, gracias a su tamaño estrecho, muy dedicado para un uso en radiología, cirugía y otras mesas de intervenciones. Debido a su propiedad radiotransparente del poliuretano, el paciente se puede quedar acostado en el sobrecolchón en el servicio de radiología. Las dimensiones de este sobrecolchón lo hacen muy adecuado para el transporte de paciente sobre una camilla.

### Repose® Sobrecolchón 1 persona



#### Sobrecolchón 1 persona / 2 personas / Radiología

Material:	Membranas de aire:	Poliuretano termoplástico: TPU Platilon U01 (elasticidad de hasta el 600 %)
	Funda	Poliuretano termoplástico: TPU Platilon U072
	Inflador	ABS
Grosor del material:		50 µm
Presión máxima interna		12 mm Hg
Peso máximo		139 kg / 2 x 139 kg / 139 kg
Peso		0,8 kg / 1,5 kg / 0,7 kg
Peso del inflador		0,59 kg
Medidas (L x An x Al)		190 x 77 x 5 cm / 178 x 135 x 5 cm / 178 x 55 x 5
Medidas del inflador (ø x Al)		11 x 47 cm
Accesorios		Kit de enfriamiento del Sobrecolchón (capa de poliuretano)
		Funda interior para Sobrecolchón en poliuretano azul con cierre de cremallera.